



СКАНИРУЕМЫЕ ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ



“Точный цифровой оттиск на этапе установки или раскрытия имплантата.”


2 точки = штифт 2,0 мм



3 точки = штифт 2,5 мм



4 точки = штифт 3,0 мм



Штифт 2,0 мм



Окклюзионная поверхность штифт 2,0 мм



143-725 143-745

Артикул	Серия УА	Высота
143-725	4	2,5 мм
143-745	4Т	4,5 мм



153-725 153-745

Артикул	Серия УА	Высота
153-725	5L	2,5 мм
153-745	5	4,5 мм

Штифт 2,5 мм



Окклюзионная поверхность штифт 2,5 мм



243-725 243-745 243-765

Артикул	Серия УА	Высота
243-725	4	2,5 мм
243-745	4Т	4,5 мм
243-765	4Х	6,5 мм



253-725 253-745 253-765 253-785

Артикул	Серия УА	Высота
253-725	5L	2,5 мм
253-745	5	4,5 мм
253-765	5Т	6,5 мм
253-785	5Х	8,5 мм

Штифт 3,0 мм



Окклюзионная поверхность штифт 3,0 мм



353-725 353-745 353-765 353-785

Артикул	Серия УА	Высота
353-725	5L	2,5 мм
353-745	5	4,5 мм
353-765	5Т	6,5 мм
353-785	5Х	8,5 мм



363-725 363-745 363-765

Артикул	Серия УА	Высота
363-725	6L	2,5 мм
363-745	6	4,5 мм
363-765	6Т	6,5 мм



373-725 373-745

Артикул	Серия УА	Высота
373-725	7L	2,5 мм
373-745	7	4,5 мм

Главное:

Сканируемые формирователи десны Bicon - это эффективный и экономичный инструмент для снятия цифрового оттиска на этапе одномоментной установки или при раскрытии имплантата.

- Отсканируйте окклюзионную поверхность формирователя
- Смоделируйте индивидуальный абатмент или реставрацию с помощью ПО на котором вы работаете.
- Изготовьте протез, пока имплантат остеоинтегрируется.

Материал: Ti6Al4V-ELI

